

# eco medical Schnelldesinfektion AF lemon

**MRSA wirksam**

Schnelldesinfektion zum Wischen und Sprühen



## Produktbeschreibung

Eco medical Schnelldesinfektion AF lemon ist ein Präparat, das zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen und medizinischem Inventar geeignet ist.

Eco medical Schnelldesinfektion AF lemon ist auch für unzugängliche Flächen geeignet.

## Anwendungsbereich

### Anwendung: Gem. MPG:

Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten.

### Gem. Biozidrichtlinie:

Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen und medizinischem Inventar.

Auch für unzugängliche Flächen geeignet.

## Wirkungsspektrum

- Bakterizid inkl. MRSA
- tuberkulozid
- levurozid,
- HIV-, HBV-, HCV-, BVDV, Vaccinia-Viren inaktivierend

## Dosierung und Art der Anwendung

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. DGHM/VAH (gelistet in der 5 Min. Spalte): konz. – 1 Min.

tuberkulozid: konz. – 1 Min.

Inaktivierung von behüllten Viren wie BVDV, HBV, HIV, HCV, Vakzinia- und Grippe-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI): konz. – 30 Sek.

## Kennzeichnung gem. EU-Richtlinien:

Entzündlich. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Nicht auf offene Flammen oder stromführende Teile sprühen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Ausbringung max. 50 ml pro m<sup>2</sup>. Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml je m<sup>2</sup> Raumgrundfläche betragen. Behälter dicht geschlossen halten! Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

## Zusammensetzung

In 100 g Lösung sind enthalten: Ethanol 42,0 g, Didecyldimethylammoniumchlorid 0,05 g.

## Lieferformen

Einzelabpackung	Lieferformen	Art.-Nr.
1.000ml Flasche		6103
5l Kanister		6104

Schug Medical

Karlsplatz 10  
92676 Eschenbach

Tel.: 0800-2012333

Fax: 0800-2012777

info@schug-medical.de  
www.schug-medical.de